

DIGITUBES®

DISPOSITIFS DE DÉCHARGE POUR PROTÉGER UN COR

INDICATIONS

Les Digitubes® protègent et soulagent les orteils.

CONTRE-INDICATIONS

Ne pas utiliser sur une peau lésée.

Cas des personnes souffrant d'artérite, de diabète, de polynévrite, de neuropathie des membres inférieurs ou d'ulcères, surveiller régulièrement le pied pendant l'utilisation.

DESCRIPTION

Les Digitubes® sont des tubes en textile, sans couture, avec 1 mm de gel d'EPITHELIUM™ uniquement sur leur demi-circonférence.

AVANTAGES

L'EPITHELIUM™ est un gel de silicone ayant des propriétés de répartition de pression proches de celles du tissu sous-cutané humain.

Directement au contact de l'épiderme, le gel d'EPITHELIUM™ répartit les pressions, évite les frottements et soulage immédiatement la douleur.

COMPOSITION

73 % silicone, 27 % tissu polyamide/élasthanne.

ENTRETIEN

Lavage à la main, sans frotter.

Laisser sécher naturellement.

PRÉSENTATION

Lot de 2 ou 3 longueurs de 20cm à découper.

Les matériaux ont fait l'objet d'une évaluation de la biocompatibilité selon la norme ISO 10 993-1 concernant les produits venant en contact avec la peau. Si un incident se produisait, il conviendrait de cesser immédiatement l'utilisation et de prévenir la société MILLET Innovation.

La responsabilité de la société MILLET Innovation ne peut être engagée en cas d'utilisation non conforme aux recommandations du fabricant.

Marquage CE initial : 2001.



Lavable à la main.



Pas de repassage,
ni de vapeur.



Pas de nettoyage
à sec.



Pas de chlorage.



Pas de séchage
en machine.



Voir emballage.

